

Génie Logiciel - TD SBML

Marie Beurton-Aimar

18 décembre 2017

1 Interrogation de la base BioModels

Prendre les données

- Se connecter à la base BioModels.
- Choisir les `curated Models`.
- Sélectionner le modèle `Tyson1991 - Cell Cycle 6 var.`
- Prendre le fichier au format `SBML L2 V4`.

Formater des résultats

- Appliquer une transformation pour afficher la liste des *species*.
- Mettre le résultat dans un tableau html.
- Appliquer une transformation pour afficher les réactions - mettre un lien sur la réaction pour afficher sa formule et les *species* concernées par cette réaction.
- Tester si vos transformations marchent encore sur la dernière version de `SBML L3 V1` ?